

Sistema di ricetrasmisione a raggi infrarossi

Ricevitore

301.01.07 21.39.27.003} la coppia

Trasmittitore

301.01.03 21.39.27.006

AUSILI PER COMUNICAZIONE INTERPERSONALE - 21.42

Questi dispositivi sono particolarmente indicati per handicap gravi e gravissimi, alcuni consentono di riprodurre ed ampliare i fonemi, altri consentono la comunicazione tramite la riproduzione di simboli (immagini accese su un display) scritte su carta o su video o in viva voce mediante sintetizzatori vocali.

Apparecchio fonetico

Trattasi di un dispositivo atto a riprodurre ed amplificare i fonemi sopperendo alla mancanza delle corde vocali. Tale dispositivo è prescrivibile a coloro che, a seguito di intervento alla laringe hanno subito l'asportazione delle corde vocali; necessita di un breve periodo di addestramento ed assistenza, quantificabile in un'ora, da parte di un operatore tecnico sanitario qualificato.

401.01.03 21.42.12.003

PANNELLI DI LETTERE O SIMBOLI PER LA COMUNICAZIONE

Ausili prescrivibili nei casi di incapacità all'impiego del comunicatore alfabetico codice 401.21.01/21.15.09.003:

- comunicatore simbolico /16 caselle

Sistema di comunicazione per simboli, posti su ogni casella, selezionabili dall'utente tramite l'accensione della luce corrispondente mediante appositi comandi, vedi la voce apposita. Modalità di scansione: lineare e modulazione a velocità variabile

Memoria 10 caselle

401.21.13 21.42.06.003

- comunicatore simbolico/100 caselle

Sistema di comunicazione per simboli a 100 caselle. La comunicazione avviene per simboli posti su ogni casella, selezionabili dall'utente tramite l'accensione della luce corrispondente mediante appositi comandi, vedi voce apposita.

Caratteristiche principali:

Modalità di scansione, lineare e multidirezionale a velocità variabile area di lavoro programmabile da 2 a 100 caselle memoria 50 caselle

Interfaccia: possibilità di interfacciarsi con computer e con sistemi di sintesi vocale

401.21.11 21.42.06.006

Elenco n. 3: Nomenclatore degli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende USL e da assegnarsi in uso agli invalidi