



Sistema Tobii S32

COMUNICATORE VOCALE A CONTROLLO TATTILE

Il dispositivo **Tobii S32** consente di vocalizzare messaggi pre-registrati, attivati con una semplice pressione. Tobii S32 può essere utilizzato anche per controllare luci, piccoli elettrodomestici, giocattoli adattati, televisione e lettori DVD. Tobii S32 è strettamente collegato al **Tobii SymbolMate**, un software ideato per creare, comporre, gestire e stampare set di pagine. Con un peso inferiore al chilogrammo, Tobii S32 è facile da reggere e da trasportare.



A CHI SI RIVOLGE

Tobii S32 è disponibile in due modelli, Touch e Scan.

Il **Touch** è adatto a persone che non hanno difficoltà a controllare il movimento delle mani per toccare i simboli e le immagini.

Il modello **Scan**, invece, agisce a scansione tramite uno sensore a pressione ed è quindi adatto a persone che non riescono a controllare movimenti precisi delle mani e hanno bisogno di un sensore che permetta loro di scegliere il simbolo o l'immagine da una griglia.



THE EYE-TRACKING COMPANY



breaking the silence

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Mai senza parole

Tobii S32 può memorizzare fino a 192 schede nello stesso tempo e dispone di una SD card da 2 GB che contiene oltre 60 ore di registrazioni audio di alta qualità. Con una così grande capacità di registrazione, si possono memorizzare parole e frasi, piccole storie, informazioni personali e addirittura interi CD musicali.

Suono ottimale

Gli altoparlanti integrati emettono un suono nitido, chiaro e ad alta risonanza, permettendo che la voce sia ascoltata anche in presenza di rumori di fondo, come in un parco giochi.

Comunica con Tobii SymbolMate

Tobii S32 è strettamente collegato al Tobii SymbolMate, un software adatto a creare, comporre, gestire e stampare set di pagine.

Da soli o insieme

Attraverso il sistema IR, Tobii S32 permette di controllare sia giocattoli standard sia giocattoli con batteria e con interfacce IR.

Highlights

- Dispositivo sottile e leggero per semplificarne l'uso e la portabilità
- Cover colorate intercambiabili e custodia morbida per il trasporto
- Funzionalità di programmazione facilmente accessibili con il Software Tobii SymbolMate
- Dimensioni delle griglie: 1, 2, 4, 8, 16 e 32 celle facilmente intercambiabili
- Discorsi basati su un contesto che permettono l'uso di differenti messaggi in base alla sequenza di tasti premuta
- Circuito TiirDA potenziato per una registrazione IR semplice e per un ottimale controllo delle luci, piccoli elettrodomestici, giocattoli adattati, televisione e lettore DVD
- Blocco dei tasti per ridurre gli errori quando si è in modalità scansione e per evitare l'attivazione accidentale del dispositivo durante il trasporto
- Differenti opzioni per la scansione, incluso un modello di scansione casuale per svolgere valutazioni, addestramento e giochi
- Controllo del volume separato per le cuffie
- Uno o due sensori a pressione (switch)

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (WxHxD)	31,3 cm x 25,3 cm x 3,1 cm
Peso	862 g
Griglie	1, 2, 4, 8, 16, 32 celle
Altoparlanti	1 Mono Integrati
Batterie	4 x 1.5 V Misura AA
Durata Batterie	Diversi mesi (a seconda dell'uso)
Livelli	192
Registrazione	> 60 ore a qualità massima
Infrarossi / ECU	Circuito IR TiirDA potenziato
Interfaccia (S32 Touch)	1 Porta Mini USB Tipo A, Tastiera touch
Interfaccia (S32 Scan)	1 Porta Mini USB Tipo A, 1 Porta per cuffie 1/8", 2 Porte di interfaccia giocattoli 1/8", 2 Porte per switch 1/8", Tastiera touch, Scansione automatica (1 switch), Scansione a fasi (2 switches)
Software	Tobii SymbolMate integrato



TOBII S32 Scan



TOBII S32 Touch



Covers Intercambiabili



THE EYE-TRACKING COMPANY

Immagini © Tobii technology
Tutti i marchi citati sono proprietà dei rispettivi proprietari

SR LABS Srl

Via Tucidue 56, torre 6
20134 Milano - Italy
tel. +39 02 749291.1
fax. +39 02 749291.13
www.srlabs.it
info@srlabs.it